

# GUANTE NITRILO



## FICHA TÉCNICA GUANTES DE NITRILO



Guantes de examen de un solo uso, libre de polvo, ambidiestros, las superficies de los dedos son texturizados para darle mayor agarre tanto en húmedo como en seco, puño enrollado y no estéril.

Por sus características sintéticas no producen problemas alérgicos, ofrece mayor resistencia a la perforación, buena elasticidad y alto confort, tienen buena protección de barrera y resistencia química, son los perfectos sustitutos del látex.

Fabricados conforme a las Normas

ASTM

D6319-10 (2015), EN455-1 (2001),  
ISO 9001:2008 e ISO 13485:2012.

Material / Tipo

Nitrilo sintético.

Color / Talla

- Azul.

- S, M y L.

Vida en anaquel

5 años desde la fecha de manufactura.

Límite aceptable de calidad

Propiedades físicas y dimensiones, para  
un plan de muestreo simple, nivel de inspección  
S2, AQL 4 según NTP-ISO 2859-1.2013.

Ausencia de agujeros, para un plan de muestreo simple, nivel de inspección G1, AQL 1.5 según NTP-ISO 2859-1.2013.

Usos

Industria Alimentaria (procesamiento y manipulación de alimentos), Industria Farmacéutica, Laboratorios, Clínicas, Hospitales (aplicaciones médicas de bajo riesgo), Veterinaria, centros de estética y belleza, procesos de mantenimiento y otras industrias que lo requieran.

DIMENSIONES	ESTÁNDAR
<b>LARGO (mm) Min.</b>	
Small (S)	220
Medium (M), Large (L)	230
<b>ANCHO DE PALMA (mm) ± 10</b>	
Small (S)	80
Medium (M)	95
Large (L)	110
<b>ESPESOR (mm) Min.</b>	
Dedos	0.050
Palma	0.050
Puño	0.050